

دستورالعمل معیارهای رد و قبول نمونه های پاتولوژی، سیتولوژی، پاپ اسمیر، IHC

A- معیارهای رد قسمت پذیرش و نمونه گیری:

- ۱- هر گونه برگه بیمه فاقد خط خوردگی
 - ۲- هر گونه عدم مطابقت مشخصات ثبت شده برروی ظرف نمونه با برگه درخواست
 - ۳- هرگونه ظرف فاقد نمونه بعد از مشاهده توسط پرسنل پذیرش
 - ۴- هرگونه کیفیت نامناسب نمونه از جمله فیکساسیون نامناسب بافت، لخته بودن نمونه در نمونه های CBC جهت PBS و...
 - ۵- تسویه حساب با صندوق آزمایشگاه جهت پذیرش نمونه ها
- *حتمانسخه پزشک یا کپی از نسخه به مدارک الصاق شود.

B- معیارهای رد قسمت لام خون محیطی و اسپیراسیون مغز استخوان:

- ۱- عدم مطابقت مشخصات نمونه با برگه درخواست
- ۲- لخته بودن نمونه های CBC
- ۳- لام اسپیراسیون مغز استخوان بطور مناسب کشیده و تهیه شده باشد.
- ۴- لخته نبودن نمونه خون ویال PBS

C- معیارهای رد قسمت ایمنوهِیستوشیمی (IHC):

- ۱- هرگونه بلوک بافتی که نمونه دارای کیفیت مناسب نباشد و بسیار ریز باشد.
- ۲- نداشتن جواب قبلی پاتولوژی برای درخواست های سرپایی

D- معیار رد قسمت سیتولوژی:

- ۱- هرگونه نمونه سیتولوژی CSf- و ادرار که تازه نباشد.
- ۲- نداشتن جواب قبلی پاتولوژی برای درخواست های سرپایی
- ۳- هر گونه نمونه سیتولوژی در سرنگ که بسیار کم باشد.